



Connevens.info

Solutions to improve the quality of life

*Offering you choice
Helping you choose*

This product may be purchased from Connevens Limited
secure online store at www.DeafEquipment.co.uk

DeafEquipment.co.uk



PowerTel 46




Bedienungs-
anleitung

User guide

Mode
d'emploi

Istruzioni
d'uso





11

12

13

14

15

Übersicht

- 1 Direktwahltasten M1 / M2
- 2 Notruftaste
- 3 Kurzwahltaste
- 4 Hörerlautstärke verstärken
- 5 Speichertaste
- 6 R-Taste (Flash)
- 7 Wahlwiederholung
- 8 LED „Hörerlautstärke verstärkt“
- 9 Wähltastatur
- 10 LED „Telefon klingelt“
- 11 Einstellung Hörerlautstärke
- 12 Einstellung Klang
- 13 Einstellung Klingellautstärke
- 14 Einstellung Flashzeit
- 15 Anschluss für Telefonkabel

Übersicht

Telefon in Betrieb nehmen	3
Verpackungsinhalt	3
Anschließen des Telefons	3
Telefonieren	5
Eine Rufnummer von Hand eingeben und wählen	5
Gespräch beenden.....	5
Einen Anruf annehmen	5
Verstärkung der Hörerlautstärke einschalten	5
Hörerlautstärke einstellen	6
Klang des Hörers einstellen.....	6
Eine Rufnummer mit Wahlwiederholung wählen	6
Kurzwahl / Direktwahl / Notrufnummer speichern	6
Eine Rufnummer mit Kurzwahl wählen.....	7
Eine Direktwahl-Rufnummer / Notruf wählen.....	8

Telefon einstellen	9
Klingellautstärke	9
Flashzeit	9
Spezielle Verwendung	10
Anhang	11
Sicherheitshinweise	11
Bestimmungsgemäße Verwendung	11
Aufstellungsort	11
Hörgeräte kompatibel	12
Entsorgung	13
Fehlersuche und -behebung	14
Pflegehinweise	14
Garantie	15
Konformitätserklärung	16
Notizen	17

Telefon in Betrieb nehmen

Wichtig: Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise ab Seite 11, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

Achtung: Dieses Telefon kann sehr hohe Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und die Lautstärkeeinstellung auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Verpackungsinhalt

- 1 Telefon (Tischgerät)
- 1 Hörer
- 1 Hörerspiralkabel
- 1 Telefonanschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung

Anschließen des Telefons

Verbinden Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät. Nehmen Sie das eine Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende

des Hörers. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Buchse an der Seite des Telefons. Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Buchse auf der Rückseite des Telefons.


Wichtig:

- **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.**

Sie können das Telefon auch an der Wand montieren. Für die Befestigung benötigen Sie zwei Dübel und entsprechende Schrauben.

Warnung: Im Bereich der zu bohrenden Löcher dürfen sich keine Leitungen (Kabel, Rohre usw.) befinden.

Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 83 mm senkrecht untereinander. Lassen Sie die Schrauben ca. 5 mm aus der Wand herausstehen. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen auf die Schrauben und ziehen Sie es etwas nach unten. Klemmen Sie das Kabel in den Kabelkanal. Drehen Sie die Höreraufhängung in der Telefonhörerablage um 180°, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.



Telefonieren

Eine Rufnummer von Hand eingeben und wählen

Heben Sie den Hörer ab und geben Sie die Rufnummer ein.

Gespräch beenden

Um ein Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

Einen Anruf annehmen

Heben Sie den Hörer ab.

Verstärkung der Hörerlautstärke einschalten

Die Hörerlautstärke kann um +35 dB verstärkt werden. Drücken Sie dazu die


Taste . Die LED leuchtet.

Warnung: Diese Lautstärke kann Schäden bei Menschen mit normalem Gehör verursachen!

Hörerlautstärke einstellen


Sie können die Hörerlautstärke mit dem Schiebeschalter  einstellen.

Klang des Hörers einstellen

Sie können den Klang des Hörers mit dem Schiebeschalter  anpassen, wenn die Verstärkung **+35 dB** aktiviert ist.

Eine Rufnummer mit Wahlwiederholung wählen






Das Telefon speichert die zuletzt gewählte Telefonnummer.

Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste .


Kurzwahl / Direktwahl / Notrufnummer speichern

Sie können 10 Telefonnummern auf die Zifferntasten 0 - 9 abspeichern. Die drei Tasten **SOS**, **M1** und **M2** sind Speicherplätze für drei Rufnummern. Nutzen Sie die SOS-Taste zur Speicherung einer Rufnummer, die Sie in einer Notsituation anrufen möchten.

- Heben Sie den Hörer ab.




- Drücken Sie .
- Geben Sie die Rufnummer (max. 16 Ziffern) ein und drücken Sie noch einmal .
- Drücken Sie die Zifferntaste, auf der die Kurzwahl gespeichert werden soll oder drücken Sie die Direktwahl taste ,  oder , auf der die Direktwahlrufnummer gespeichert werden soll.
- Legen Sie den Hörer auf.

Eine Rufnummer mit Kurzwahl wählen

- Heben Sie zuerst den Hörer ab.
- Drücken Sie die Kurzwahl taste  und anschließend die Taste für den Speicherplatz (0 ... 9).



Eine Direktwahl-Rufnummer / Notruf wählen

Über die Direktwahl- / Notruftasten können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen.



- Heben Sie zuerst den Hörer ab.
- Drücken Sie die Direktwahl Taste ,  oder .


Telefon einstellen

Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit dem Schiebeschalter  einstellen (Aus - Leise - Laut).
OFF  LOUD

Flashzeit


Sie können die Länge des Flashsignals mit dem Schiebeschalter auf  100ms 300ms
der Rückseite des Telefons einstellen (300 ms - 100 ms).


Die Flash-Funktion wird durch Drücken der Taste  ausgelöst, siehe auch Seite 10.

Flashzeit - Für die Nutzung der Leistungsmerkmale im analogen Netz ist die Flashzeit von 100 ms richtig. Es kann allerdings z. B. beim Betrieb an einer Telekommunikationsanlage notwendig sein, eine Flashzeit von 300 ms einzustellen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Anlage.


Spezielle Verwendung

Betrieb an einer Telefonanlage

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage (wenn Sie z. B. eine „0“ wählen müssen, um eine Amtsleitung zu belegen) benutzen Sie für die Vermittlungsfunktionen, die Ihnen die Anlage bietet, die Taste .

Zur Länge des von Ihrer Anlage benötigten Flash-Signals sehen Sie bitte in der Dokumentation zu Ihrer Telefonanlage nach.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie beim Speichern einer Telefonnummer auf eine Direktwahl- oder Kurzwahltaste eine Wahlpause eingeben wollen, drücken Sie an der entsprechenden Stelle die Taste .

Netzbetreiber-Dienste nutzen

Sie können mit Ihrem Telefon auch Netzbetreiber-Dienste wie „Anklopfen“ oder „Konferenz“ nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Einzelheiten.

Anhang

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines analogen Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Beachten Sie bitte:

- Stellen Sie Ihr Telefon auf eine flache, ebene Oberfläche bzw. befestigen Sie es an der Wand.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel so, dass keine Stolperfallen entstehen.
- Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Hörgeräte kompatibel

Dieses Telefon ist mit einer T-Spulenkopplung ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Telefon mit den meisten bekannten Hörgeräten kompatibel ist. Aufgrund des breiten Angebots an erhältlichen Hörgeräten können wir keine Garantie geben, dass das Telefon tatsächlich mit allen Hörgerätmodellen funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob die Störfestigkeit höher als M2 liegt. Diese Bewertung wird vom Hersteller des Hörgeräts angegeben. Geräte mit einer Bewertung unter M2 sind möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Telefon. Drücken Sie bei der Benutzung dieses Telefons die Taste „T“ an Ihrem Hörgerät für den Telespulen-Modus, der Ihr Hörgerät mit dem Telefon verbindet und einen klareren Klang ohne Hintergrundgeräusche ermöglicht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Hörgerät über die „T“-Funktion verfügt, und ob diese Einstellung automatisch erfolgt oder manuell erfolgen muss. Hörgeräte mit einer hohen Störfestigkeit und automatischem T-Modus sollten ihr Telefon automatisch ermitteln und in die T-Position umschalten können. Hörgeräte mit manueller T-Funktion erfordern eine Aktivierung dieser Funktion per Hand an Ihrem Hörgerät.

Achtung: Dieses Telefon kann sehr hohe Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkereglер auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Fehlersuche und -behebung

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise.

Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden.

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Website www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.

Kein Telefongespräch möglich

- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AMPLICOMMS - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:



1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**.

Notizen



At a glance

- 1 Direct call keys M1/M2
- 2 SOS key
- 3 Quick dial key
- 4 Boost key
- 5 Set key
- 6 Flash (R) key
- 7 Redial key
- 8 LED "Boost on"
- 9 Keypad
- 10 Call indication
- 11 Volume control
- 12 Tone control
- 13 Ringer control
- 14 Flash time control
- 15 Telephone cable jack

At a glance	18
Getting started	21
Box contents	21
Connecting the telephone.....	21
Making and receiving calls	23
Dialling a telephone number	23
Ending a call.....	23
Taking a call.....	23
Boost the handset earpiece volume	23
Setting the handset receiver volume.....	24
Setting the handset receiver tone.....	24
Dialling a telephone number using the redial function	24
Programming quick dial buttons / direct dialling buttons / emergency call button.....	24
Dialling a telephone number using quick dialling.....	25
Direct dialling / Emergency call.....	26

Phone settings	27
Ringer volume.....	27
Flash time (Recall)	27
Special use	28
Appendix	29
Safety notes	29
Intended use.....	29
Installation location	29
Hearing aid compatibility.....	30
Disposal	31
Help and support / Troubleshooting guide	32
Maintenance.....	32
Guarantee	33
Declaration of conformity	34
Notes	35

Getting started

Important: please make sure you've read the safety information on page 29 before you set up your phone system.

Important: Your phone can produce very high sound when Boost is switched on. Please take care if the handset is used by others.

Box contents

- 1 corded phone base
- 1 handset
- 1 coiled cord for handset
- 1 telephone line connector cable
- 1 user guide

Connecting the telephone

First connect the telephone receiver to the base unit. Take one end of the spiral cable and plug it into the socket at the bottom of the receiver. Plug the other end of the spiral cable into the socket on the side of the phone.

Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the jack on the rear side of the telephone.

Important:


- **Use only the telephone cable supplied with your telephone otherwise your phone may not work.**

The telephone can also be installed on a wall. You require two wall plugs and the respective screws in order to fix the telephone on a wall.

Warning: Ensure that there are no cables or pipes etc. under the surface of the wall where you want to drill the holes.

Drill two holes 83 mm apart, one over the other. Leave the screws sticking approx. 5 mm out of the wall. Place the telephone on the receiver hooks on the screws and pull it slightly downward. Feed the cable through the respective cable channel.

Turn the receiver hook in the receiver cradle 180° so that the receiver can be hooked in.



Making and receiving calls

Dialling a telephone number

Lift the handset and enter the phone number.


Ending a call

For ending a call, replace the handset.

Taking a call

Lift the handset.

Boost the handset earpiece volume

You can boost the handset earpiece volume to +35 dB. Press .


The LED is lit.

Caution: This telephone is capable of producing very high volume levels when the amplifier is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is to be shared between users with normal hearing and those with hearing impairment.

Setting the handset receiver volume

You can adjust the handset receiver volume using the control .

Setting the handset receiver tone

You can adjust the handset receiver tone using the control  if the **Boost function (35 dB)** is on.






Dialling a telephone number using the redial function

Your telephone stores the last phone number dialled.


Lift the handset and then press .

Programming quick dial buttons / direct dialling buttons / emergency call button

You can store up to 10 phone numbers so that they can be dialled simply by quick dialling. The three buttons **SOS**, **M1** and **M2** are one-touch dialling buttons for three telephone numbers. Use the **SOS** button for storing a telephone number you want to call in case of an emergency.




- Lift the handset.
- Press .
- Enter the telephone number (max. 16 characters each) and press  again.
- Press the digit key, the quick dialling number should be assigned to or press the direct dialling key ,  or  to assign the telephone number to the respective button.
- Replace the handset.

Dialling a telephone number using quick dialling

- First lift the handset.
- Press the quick dialling key  and then the memory location number (0 ... 9).


Direct dialling / Emergency call

The direct dialling / emergency call buttons can be used to dial an emergency services exchange or persons for assistance.

- First lift the handset.
- Press the one-touch memory key ,  or .

Phone settings

Ringer volume


You can set the ringtone volume using the slide switch  (Off - Quiet - Loud).



Flash time (Recall)

You can set the length of the flash signal using the slide switch on the rear side of the telephone (300 ms – 100 ms).




The flash function is activated by pressing the  button, see also page 28.

Flash time -

In most situations the flash time of 100 ms should be selected. In some cases, e. g. when connecting the phone to a PABX, it may be necessary to switch to 300 ms. For further information please refer to the user guide of the PABX.

Special use


Use on a private branch exchange

If your phone's on an exchange (e.g. you need to dial 9 to get an outside line), you can transfer calls and use call back by using the  button.

You'll need to check your private exchange manual to find out which timing to use for your exchange.

Insert a dialling pause

If you have to dial a number for an outside line and it takes a while to connect, you can insert a pause so you don't have to wait to hear the dialling tone.

To insert a dialling pause, simply enter the number you usually dial for an outside line and then press .

Using additional services

Your phone should be able to support services such as call waiting and conference calls. You'll need to check with your telephone network provider for further information on these services.

Appendix

Safety notes

Please make sure you read this user guide carefully and keep it for further use.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a analogue public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or attempt any repair work yourself.

Installation location

Make sure your phone:

- is on a dry, flat and stable surface or mounted to a wall.
- isn't a trip hazard with its cables.
- isn't exposed to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Hearing aid compatibility

This telephone is equipped with T Coil coupler making it compatible with most popular hearing aids. Due to the wide range of hearing aids available there is no guarantee that the telephone will function with all hearing aid models. Please check your hearing aid immunity rating is higher than M2. This rating can be provided by the manufacturer of your hearing aid. Instruments with rating lower than M2 may not be compatible with this telephone. When using this telephone press the 'T' button on your hearing aid to switch it to Telecoil mode, this will link your hearing aid to the phone and will enable clearer sound without background noises. Please check if your hearing aid is equipped with 'T' facility and if it is automatic or manual. Hearing aids with high immunity rating equipped with automatic T mode should be able to detect your phone automatically and switch over to T position. Hearing aids with Manual T function would need manual activation of this function on your hearing aids.

Important: Your phone can produce very high sound when Boost is switched on. Please take care if the handset is used by others.

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations.

The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus and batteries must be disposed of **separately** from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities. Batteries can also often be disposed of at the point of sale.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Help and support / Troubleshooting guide

Helpline

If you need some help and you're in the UK, please first check and see if your problem can be solved using the troubleshooting guide below. If it can't, please call us on 0844 800 6503 (using a UK landline, at the time of going to print: calls cost 6p for connection charge and then 5p a minute. Mobile costs may vary). Lines are open Monday to Friday, 9am to 5pm, excluding public holidays. If you've a claim on your 2-year guarantee, please contact your supplier.

I can't make phone calls

- Make sure the phone cable is connected properly. If it is, there may be a fault. Please make sure you're using the phone cable that came with your phone.

Maintenance

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble free functioning and a long service life. The terms of the guarantee do not apply where the cause of the equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of the guarantee do not apply to the rechargeable batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence or intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOMMS equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Declaration of conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:



1999/5 EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website www.amplicomms.com

Notes

Aperçu

- 1 Touches de sélection directe M1/M2
- 2 Touche SOS
- 3 Touche de numérotation abrégée
- 4 Touche d'amplification
- 5 Touche mémoire
- 6 Touche R
- 7 Rappel du dernier numéro composé
- 8 LED mode « volume sonore augmenté »
- 9 Clavier
- 10 Affichage de l'appel
- 11 Réglage du volume
- 12 Réglage de la sonorité
- 13 Réglage du volume de la sonnerie
- 14 Réglage temps de flash
- 15 Connexion pour câble téléphonique

Aperçu	36
Mise en service du téléphone	39
Contenu du coffret.....	39
Raccordement du téléphone.....	39
Téléphoner	41
Composer et choisir un numéro manuellement.....	41
Terminer l'appel	41
Recevoir un appel	41
Activer l'amplification du volume sonore du combiné.....	41
Régler le volume sonore du combiné	42
Régler la sonorité du combiné	42
Composer un numéro à l'aide de la répétition de la numérotation	42
Enregistrer la sélection de numérotation abrégée / numérotation directe / appel d'urgence	42
Composer un numéro à l'aide de la numérotation abrégée	43
Composer un numéro direct/un numéro d'urgence	44

Régler le téléphone	45
Volume de la sonnerie.....	45
Temps de flash	45
 Fonctions spéciales	 46
 Annexe	 47
Consignes de sécurité	47
Utilisation conforme aux prescriptions	47
Lieu d'installation	47
Compatibilité avec des appareils auditifs.....	48
Élimination	49
Recherche et correction d'erreurs.....	50
Remarques d'entretien	50
Garantie	51
Déclaration de conformité	52
 Notices	 53

Mise en service du téléphone

Important : veuillez lire les consignes de sécurité de la page 47 avant la mise en service du téléphone.

Attention : Ce téléphone peut restituer des volumes sonores très élevés lorsque l'amplificateur est activé et que le volume est réglé au maximum. Veuillez faire attention lors du passage d'un utilisateur entendant normalement à un utilisateur malentendant.

Contenu du coffret

- 1 Téléphone (appareil de base)
- 1 Combiné
- 1 Câble spiralé pour combiné
- 1 Câble de raccordement téléphonique
- 1 Mode d'emploi

Raccordement du téléphone

Connectez d'abord le combiné à l'appareil de base. Prenez l'extrémité du câble spiralé et branchez celui-ci dans la fiche femelle à l'extrémité inférieure du

combiné. Branchez l'autre extrémité du câble dans la fiche femelle située sur le côté du téléphone. Connectez le câble de raccordement livré à la prise du téléphone et à la prise femelle située à l'arrière de votre téléphone.

Important :


- **Utilisez uniquement le câble de connexion fourni avec le téléphone, l'appareil pourrait éventuellement ne pas fonctionner avec un autre câble de connexion.**

Vous pouvez également fixer le téléphone au mur. Pour la fixation, vous avez besoin de deux chevilles et des vis correspondantes.

Avertissement : il ne doit pas y avoir de conduites (câbles, tuyaux etc.) dans la zone de perforation des trous.

Percez deux trous l'un en-dessous de l'autre verticalement à 83 mm de distance. Laissez les vis dépasser du mur d'env. 5 mm. Placez les suspensions du téléphone sur les vis et tirez vers le bas. Insérez le câble dans le guide-câble.

Tournez de 180° la suspension du téléphone située dans le logement du combiné, afin de pouvoir suspendre le combiné.



Téléphoner

Composer et choisir un numéro manuellement

Décrocher le combiné et ensuite composer le numéro.

Terminer l'appel


Pour terminer l'appel, raccrocher le combiné.

Recevoir un appel

Décrochez le combiné.

Activer l'amplification du volume sonore du combiné

Le volume sonore du combiné peut être amplifié +35 dB.

Pour cela, appuyez sur la touche . La LED est allumée.

Avertissement : ce volume sonore peut causer des dommages chez des personnes entendant normalement!

Régler le volume sonore du combiné

Vous pouvez régler le volume sonore du combiné avec l'interrupteur à coulisse



Régler la sonorité du combiné

L'interrupteur à coulisse  vous permet d'adapter la sonorité du récepteur lorsque l'amplification **+35 dB** est activée.






Composer un numéro à l'aide de la répétition de la numérotation

Le téléphone enregistre le dernier numéro de téléphone composé.


Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .

Enregistrer la sélection de numérotation abrégée / numérotation directe / appel d'urgence

Vous pouvez enregistrer 10 numéros de téléphone correspondant aux touches 0 à 9. Les trois touches **SOS, M1 et M2** sont les mémoires de trois numéros de téléphone. Utilisez la touche **SOS** pour enregistrer un numéro de téléphone que vous souhaitez appeler en cas d'urgence.




- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur .
- Entrez le numéro de téléphone (max. 16 chiffres) et appuyez à nouveau sur .
- Appuyez sur la touche qui doit correspondre au numéro abrégé ou appuyez sur la touche de numérotation directe ,  ou , sous laquelle le numéro doit être enregistré.
- Raccrocher le combiné.

Composer un numéro à l'aide de la numérotation abrégée

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche de numérotation abrégée  et appuyez ensuite sur la touche pour enregistrer le numéro sous le chiffre (0 ... 9).


Composer un numéro direct/un numéro d'urgence

Avec la numérotation directe /les touches d'appel d'urgence vous pouvez appeler à l'aide des services d'urgence ou des personnes.

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur les touches d'appel d'urgence ,  ou .

Régler le téléphone

Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume sonore de la sonnerie à l'aide de l'interrupteur à coulisse  (arrêt – volume bas – volume élevé).


OFF ◆ LOUD

Temps de flash

Vous pouvez régler la longueur du signal flash avec l'interrupteur à coulisse (300 ms - 100 ms).

Flash
100ms 300ms




La fonction flash se déclenche sur pression de la touche  voir aussi page 46.

Temps de flash - pour utiliser les fonctions du réseau analogique, le temps de flash correct est de 100 ms. Il peut être toutefois nécessaire, par exemple, lors de l'utilisation dans un réseau de télécommunications, de régler le temps de flash à 300 ms. Pour des informations plus précises, veuillez consulter le mode d'emploi de l'installation.


Fonctions spéciales

Utilisation dans une installation téléphonique

Lorsque vous utilisez votre téléphone au sein d'une installation (lorsque, par exemple, vous devez composer le « 0 » pour accéder à une ligne extérieure) vous utilisez la touche  pour accéder aux fonctions de commutation que vous offre l'installation.

Veuillez consulter la documentation pour définir la longueur du signal flash nécessaire pour votre installation.

Introduire une pause de numérotation

Si vous souhaitez marquer une pause de numérotation lors de l'enregistrement d'un numéro de téléphone sur une touche de numérotation directe ou avec photo, appuyez sur la touche  correspondante.

Utiliser des services fournis par l'opérateur

Vous pouvez utiliser des services supplémentaires fournis par votre opérateur comme « Appel entrant » ou « Conférence ». Veuillez vous renseigner précisément auprès de votre opérateur.

Annexe

Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi et conservez-le soigneusement.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage. Les modifications effectuées par l'utilisateur ne sont pas autorisées. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil ou tenter de le réparer vous-même.

Lieu d'installation

Veillez noter:

- Posez votre téléphone sur une surface plate ou fixez-le au mur.
- Posez le câble de raccordement de manière à éviter de trébucher avec.
- Evitez les nuisances dues à la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la chaleur ou le rayonnement solaire direct.

Compatibilité avec des appareils auditifs

Ce téléphone est équipé d'un couplage T entre bobines, qui assure la compatibilité du téléphone avec la plupart des appareils auditifs connus. Sur la base de l'offre vaste d'appareils auditifs disponibles, nous ne pouvons pas garantir que le téléphone fonctionne effectivement avec tous les modèles d'appareils auditifs. Veuillez vérifier si la résistance aux interférences est supérieure à M2. Cette évaluation est indiquée par le fabricant de l'appareil auditif. Il est possible que les appareils dont l'évaluation est inférieure à M2 ne soient pas compatibles avec ce téléphone. Pendant l'utilisation de ce téléphone, appuyez sur la touche « T » de votre appareil auditif pour sélectionner le mode « bobine téléphonique », qui relie votre appareil auditif au téléphone et permet l'obtention d'un son clair sans bruits de fond. Veuillez vérifier si votre appareil auditif dispose de la fonction « T » et si ceci s'effectue automatiquement ou manuellement. Les appareils auditifs ayant une grande résistance aux interférences et pourvus du mode T automatique devraient pouvoir détecter votre téléphone automatiquement et commuter dans la position T. Les appareils pourvus de la fonction T manuelle requiert une activation de cette fonction à la main sur votre appareil auditif.

Attention: Ce téléphone peut restituer des volumes sonores très élevés lorsque l'amplificateur est activé et que le volume est réglé au maximum. Veuillez faire attention lors du passage d'un utilisateur entendant normalement à un utilisateur malentendant.

Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre téléphone signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets.

Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.

Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux règlements locaux.



Recherche et correction d'erreurs

Hotline de service

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, vérifiez les informations suivantes en premier. En cas de problèmes techniques, veuillez s'il vous plaît contacter notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site www.amplicomms.com

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat.

Aucune communication téléphonique n'est possible

- La ligne téléphonique n'est pas correctement raccordée, ou est en dérangement. Utilisez uniquement le câble de raccordement téléphonique fourni.

Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ou solution de nettoyage.

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'exploitant du réseau téléphonique ou éventuellement une installation à postes supplémentaires intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de préten- tion à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.

Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences de la directive européenne:



1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour obtenir la déclaration intégrale de conformité, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site Internet www.amplicomms.com

Notices



Sommario

- 1 Tasti di selezione diretta M1/M2
- 2 Tasto SOS
- 3 Tasto di selezione breve
- 4 Tasto amplificatore
- 5 Tasto di memorizzazione
- 6 Tasto flash (tasto R)
- 7 Ripetizione della selezione
- 8 LED „ Volume della cornetta amplificato“
- 9 Tastiera di selezione
- 10 Visualizzazione chiamate
- 11 Impostazione volume
- 12 Impostazione suono
- 13 Impostazione volume del suono
- 14 Impostazione tempo di flash
- 15 Collegamento per cavo telefonico

Sommario	54
Messa in funzione del telefono	57
Contenuto della confezione	57
Allacciamento del telefono	57
Esecuzione di chiamate.....	59
Inserire manualmente e selezionare un numero telefonico	59
Terminare la conversazione	59
Accettazione di una chiamata.....	59
Attivazione dell'amplificazione del volume d'ascolto	59
Impostazione del volume di ascolto	60
Impostazione del suono del ricevitore.....	60
Selezione di un numero telefonico con la ripetizione di selezione.....	60
Memorizzazione della selezione breve / selezione diretta / numero di chiamata d'emergenza	60
Selezione di un numero telefonico con la selezione breve	61
Selezione di un numero di selezione diretta / chiamata d'emergenza.....	62

Impostazioni telefono	63
Volume suoneria	63
Tempo di flash.....	63
Utilizzo speciale	64
Allegato	65
Indicazioni di sicurezza.....	65
Utilizzo secondo le disposizioni	65
Luogo di montaggio	65
Compatibile con apparecchi acustici	66
Smaltimento.....	67
Ricerca e rimozione delle anomalie.....	68
Indicazioni di manutenzione	68
Garanzia.....	69
Dichiarazione di conformità.....	70
Note	71

Messa in funzione del telefono

Importante: Si prega di leggere attentamente le indicazioni di sicurezza a pagina 65 prima di mettere in funzione il telefono.

Attenzione: Questo telefono può riprodurre un volume molto elevato se è attivo l'amplificatore e la regolazione del volume è al massimo. Si richiede estrema cautela nel passaggio da utenti con udito normale a utenti audiolesi.

Contenuto della confezione

- 1 telefono (apparecchio da tavolo)
- 1 ricevitore
- 1 cavo a spirale per ricevitore
- 1 cavo di allacciamento telefonico
- 1 istruzioni per l'uso

Allacciamento del telefono

Collegare prima il ricevitore con l'apparecchio di base. Prendere un'estremità del cavo a spirale e inserirla nel connettore che si trova nella parte inferiore del

ricevitore. Inserire l'altra estremità del cavo nel connettore sul lato del telefono. Collegare il cavo telefonico fornito alla presa del telefono e al connettore sul retro del telefono.

Importante:


- **Utilizzare solo il cavo di allacciamento telefonico fornito, poiché l'apparecchio può eventualmente non funzionare con un altro cavo di allacciamento.**

È possibile montare il telefono anche a una parete. Per il fissaggio occorrono due tasselli e relative viti.

Avvertenza: Nell'area da forare non devono essere presenti condutture (cavi, tubi, ecc.).

Effettuare due fori in verticale alla distanza di 83 mm l'uno dall'altro. Lasciar fuoriuscire le viti per circa 5 mm dalla parete. Posizionare il telefono sugli elementi di sospensione sulle viti e tirarlo leggermente verso il basso. Bloccare il cavo nel canale del cavo.

Ruotare l'elemento di sospensione del ricevitore sulla base di appoggio del ricevitore di 180° in modo da poter appendere il ricevitore.



Esecuzione di chiamate

Inserire manualmente e selezionare un numero telefonico

Staccare il ricevitore e digitare il numero telefonico.


Terminare la conversazione

Per terminare una conversazione, appendere il ricevitore.

Accettazione di una chiamata

Sollevarlo il ricevitore.

Attivazione dell'amplificazione del volume d'ascolto

Il volume di ascolto può essere amplificato fino a +35 dB. Per farlo, premere il tasto . Il LED si accende.

Avvertenza: Questo volume può provocare danni in persone normoudenti.

Impostazione del volume di ascolto


È possibile impostare il volume di ascolto tramite il tasto a scorrimento .

Impostazione del suono del ricevitore

È possibile adattare il suono del ricevitore tramite il tasto a scorrimento  qualora sia attiva l'amplificazione a +35 dB.






Selezione di un numero telefonico con la ripetizione di selezione

Il telefono memorizza l'ultimo numero telefonico selezionato.

Sollevare il ricevitore e premere il tasto .

Memorizzazione della selezione breve / selezione diretta / numero di chiamata d'emergenza

Si possono memorizzare 10 numeri telefonici sui tasti numerici 0 - 9. I tre tasti **SOS**, **M1** ed **M2** sono posizioni di memoria per tre numeri telefonici. Servirsi del tasto **SOS** per memorizzare un numero telefonico che si desidera chiamare in una situazione di emergenza.




- Sollevare il ricevitore.
- Premere .
- Inserire il numero telefonico (massimo 16 cifre) e premere nuovamente .
- Premere il tasto numerico su cui deve essere memorizzata la selezione breve o premere il tasto di selezione diretta ,  oppure , sui cui si deve memorizzare il numero di selezione diretta.
- Appendere il ricevitore

Selezione di un numero telefonico con la selezione breve

- Sollevare prima il ricevitore.
- Premere il tasto di selezione breve  e di seguito il tasto per la posizione di memoria (0 ... 9).

Selezione di un numero di selezione diretta / chiamata d'emergenza


Tramite i tasti di selezione diretta / chiamata d'emergenza è possibile chiedere l'intervento di servizi speciali per l'emergenza domestica o di determinate persone.

- Sollevare prima il ricevitore.
- Premere il tasto di selezione diretta ,  oppure .

Impostazioni telefono

Volume suoneria

È possibile impostare il volume della suoneria tramite il tasto a scorrimento


 (disattivato - basso - alto).
OFF ♦ LOUD

Tempo di flash

È possibile impostare la lunghezza del segnale flash con l'interruttore a scorrimento (300 ms - 100 ms).

Flash
100ms 300ms




La funzione flash viene attivata con la pressione del tasto , vedi anche a pagina 64.

Tempo di flash - Per usufruire delle caratteristiche prestazionali nella rete analogica, il tempo di flash corretto è di 100 ms. Tuttavia, può essere necessario impostare un tempo di flash di 300 ms, p.es. nell'uso su un impianto di telecomunicazione. Ulteriori informazioni in proposito sono reperibili nelle istruzioni per l'uso dell'impianto.


Utilizzo speciale

Utilizzo su un sistema telefonico

Se si utilizza il proprio telefono su un sistema telefonico (se p.es. si deve digitare uno "0" per occupare una linea esterna), per le funzioni di centralino offerte dall'impianto utilizzare il tasto .

Per quanto riguarda la durata del tempo di flash richiesta dal proprio impianto, consultare la documentazione relativa al proprio impianto telefonico.

Introduzione di una pausa di selezione

Se durante la memorizzazione di un numero telefonico su un tasto di selezione diretta o di selezione con immagine si desidera inserire una pausa di selezione, premere nel punto corrispondente il tasto .

Utilizzo dei servizi dell'operatore di rete

Con il proprio telefono si può usufruire anche di servizi dell'operatore di rete come "avviso di chiamata" o "conferenza". Richiedere i dettagli al proprio operatore di rete.

Allegato

Indicazioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura.

Utilizzo secondo le disposizioni

Il presente telefono è adatto per telefonare nell'ambito di una rete telefonica analogica. Qualsiasi altro utilizzo non è conforme alle disposizioni. Non sono consentite modifiche o trasformazioni arbitrarie. Non aprire in alcun caso l'apparecchio da sé e non eseguire personalmente alcun tentativo di riparazione.

Luogo di montaggio

Attenzione:

- Posizionare il proprio telefono su una superficie piatta, omogenea oppure fissarlo sulla parete.
- Posare il cavo di allacciamento in modo da non inciamparvi.
- Evitare esposizioni a fumo, polvere, urti, prodotti chimici, umidità, calore eccessivo o radiazioni solari dirette.

Compatibile con apparecchi acustici

Questo telefono è dotato di un accoppiamento di bobine a T che ne garantisce la compatibilità con la maggior parte di apparecchi acustici noti. Per via dell'ampia gamma di apparecchi acustici disponibili, non possiamo garantire che il telefono funzioni effettivamente con tutti i modelli di apparecchi acustici. Si prega di verificare che la resistenza alle interferenze sia superiore a M2. Tale valutazione viene indicata dal produttore dell'apparecchio acustico. Gli apparecchi dotati di valore inferiore a M2 non saranno probabilmente compatibili con questo telefono. Premere, quando si utilizza questo telefono, il tasto "T" sul proprio apparecchio acustico per la modalità di telebobina che collega l'apparecchio acustico al telefono e consente di percepire un suono più pulito senza rumori di sottofondo. Si prega di verificare se il proprio apparecchio acustico disponga della funzione "T" e se questa si attivi automaticamente o manualmente. Gli apparecchi acustici con un'elevata resistenza alle interferenze e modalità T automatica dovrebbero poter rilevare automaticamente il telefono e passare in posizione T. Gli apparecchi acustici con funzione T manuale richiedono l'attivazione manuale di tale funzione sul proprio apparecchio acustico.

Attenzione: Questo telefono può riprodurre un volume molto elevato se è attivo l'amplificatore e la regolazione del volume è al massimo. Si richiede estrema cautela nel passaggio da utenti con udito normale a utenti audiolesi.

Smaltimento

Vige l'obbligo legale di smaltire i beni di consumo in modo adeguato. Il simbolo riportato di fianco sul proprio apparecchio significa che i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Smaltire gli apparecchi elettrici o elettronici presso un centro di raccolta di un ente idoneo, responsabile della gestione dei rifiuti.

I materiali da imballaggio devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



Ricerca e rimozione delle anomalie

Linea diretta assistenza

In caso di problemi con il proprio dispositivo, verificare in primo luogo le seguenti indicazioni.

In caso di problemi tecnici è possibile rivolgersi alla nostra linea di assistenza diretta. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Web

www.amplicomms.com

In caso di diritti alla garanzia rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. La garanzia è pari a 2 anni dalla data di acquisto.

Non è possibile telefonare

- La linea telefonica non è correttamente allacciata o è disturbata. Utilizzare solo il cavo di allacciamento telefonico fornito.

Indicazioni di manutenzione

- Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e che non lasci fibre.
- Non utilizzare detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi AMPLICOMMS vengono prodotti e testati secondo i processi produttivi più moderni. I materiali ricercati e le tecnologie altamente sviluppate garantiscono un funzionamento perfetto e una lunga durata del prodotto.

Non sussiste un caso di garanzia qualora la causa di un malfunzionamento dell'apparecchio risieda nell'operatore della rete telefonica o in un centralino telefonico automatico eventualmente intermedio. Sono esclusi dalla garanzia batterie, accumulatori o battery pack contenuti nei prodotti. Il periodo di garanzia è pari a 24 mesi, a far data dal giorno dell'acquisto.

Entro il periodo di garanzia tutti i vizi riconducibili a difetti del materiale o della fabbricazione vengono rimossi gratuitamente. Il diritto alla garanzia decade in caso di interventi dell'acquirente o di terzi. I danni derivanti da un trattamento o utilizzo non idoneo, dall'usura naturale, da un'errata installazione o conservazione, da un collegamento o installazione non idonei, nonché da forza maggiore o altri influssi esterni sono esclusi dalla prestazione di garanzia.

In caso di reclami, ci riserviamo di riparare o sostituire i pezzi difettosi o di sostituire l'apparecchio. I pezzi o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà. Si escludono i diritti al risarcimento dei danni non riconducibili a dolo o colpa grave del produttore.

Qualora l'apparecchio dovesse tuttavia evidenziare un difetto durante il periodo di garanzia, rivolgersi esclusivamente al negozio in cui è stato acquistato l'apparecchio AMPLICOMMS, presentando la ricevuta di acquisto. Tutti i diritti al risarcimento dei danni ai sensi delle presenti disposizioni devono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio rivenditore specializzato. Decorsi due anni dall'acquisto e consegna dei nostri prodotti non è più possibile esercitare alcun diritto alla prestazione di garanzia.

Dichiarazione di conformità



Il presente apparecchio soddisfa i requisiti della direttiva UE:

direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la succitata direttiva è garantita dal simbolo CE presente sull'apparecchio.

È possibile scaricare gratuitamente la dichiarazione completa di conformità dal nostro sito Web www.amplicomms.com

Note





4 250711 993573



Audioline GmbH, D-41460 Neuss

12/2015 – Ausgabe 1.0

